

Garantía limitada de un año

Su producto de marca Drive tiene garantía de estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra.

Este dispositivo fue construido para cumplir los estándares y cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Esta garantía es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y nuestra seguridad al cliente.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, nosotros en nuestra opción suministraremos partes o reemplazaremos los dispositivos.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debido al mal uso o negligencia del propietario, o el desgaste normal. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, tales como accesorios de goma, ruedas y mangos que están sometidos a un desgaste regular y necesitan una sustitución periódica.

Si usted tiene alguna pregunta o requiere de las condiciones completas de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Opción de transporte en bus
trotter

Artículo # TR 8029



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

Wenzelite Re/hab

www.drivemedical.com

drive™



Instrucciones de Operación

La Trotter ha pasado la prueba de choque dinámico realizado con un ocupante de 130 libras. Con el ocupante de frente probado a 30 mph (48 km / h). Fue probado en conformidad con el Anexo A de la norma ANSI / RESNA WC19.

1. Los Amarres del Bus de Tránsito deberán ser usado con sistemas de retención que cumple con los requisitos de SAE J2249.
2. Debe ser utilizado en un vehículo que este equipado para estar de frente durante el amarre mientras se transporta.
3. Retire los accesorios montados; como por ejemplo, bandejas y equipo de respiración y asegure por separado.



1. Inserte dos tornillos en cada soporte y luego a través de las arandelas cónicas negras.
2. Monte los soportes en los orificios designados (A) en el marco del Trotter.
3. Instale la arandela plana negra.
4. Instale y apriete la tuerca.

NOTA: El montaje de dos soportes frontales es en la parte exterior del marco del Trotter, coloque los dos soportes posteriores en la parte interior del marco del Trotter. Todos los soportes deben quedar hacia fuera.