

Hernik

MANUAL USUARIO

STARLIGHT **NXT**



version: 07-2019

INDICE

I. Información general	Página
1.1	Introducción 2
1.2	Propósito e indicaciones 2
1.3	Información relevante 3
1.4	Declaración de conformidad 3
1.5	Garantía 3
1.6	Servicio y reparación 3
1.7	Instrucciones prácticas 3
1.8	Utilizando el arnés de 3 puntos del vehículo (Grupo I) 4
1.9	Abrochando al niño 5
1.10	Utilizando el arnés de 3 puntos del vehículo (Grupo II) 6
II. Instrucciones de seguridad	
2.1	Instrucciones de seguridad 7
III. Ajuste de la altura del reposacabezas	8
IV. Instalación del Kit XL	9
V. Utilización de los accesorios opcionales	
5.1	Adaptador ISOFIX 12
5.2	Arco de estabilización 13
5.3	Mesa de seguridad 14
5.4	Soportes laterales 14
5.5	Taco abductor 15
5.6	Ajuste del ángulo 15
5.7	Reposapiés (base plana y base tipo rollo) 16
5.8	Base giratoria 16
VI. Garantía	17
VII. Etiquetado	17
VIII. Mantenimiento y cuidado del producto	18
IX. Características técnicas	18

I. Información general

1.1 Introducción

Ha elegido el asiento para el automóvil "STARLIGHT-NXT" y obtiene un producto de alta calidad de nuestra marca. Queremos agradecerle su confianza en nosotros.

Para asegurarnos de que saque el máximo rendimiento a este producto y para que le ayude en el día a día, le presentamos este manual. Muestra cómo utilizarlo y mantenerlo correctamente. Para evitar daños debidos a un error del operador y para garantizar el mejor uso, lea atentamente las siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor. Esperamos que nuestros productos cumplan con sus expectativas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a la versión descrita en este manual.

Antes de instalarlo en su automóvil y usarlo por primera vez, lea y siga las instrucciones de instalación de las páginas 4 a 6. Asegúrese de que las instrucciones de uso permanezcan con el producto y, por lo tanto, estén disponibles para todos los que usen el asiento.

HERNIK GmbH

1.2 Propósito e indicaciones

El STARLIGHT-NXT fue desarrollado para el transporte de niños con necesidades especiales en automóviles. Los niños con mal control de la cabeza o del tronco (Parálisis cerebral infantil, distrofia muscular, hipotensión) pueden obtener el posicionamiento deseado por medio de almohadillas de tórax colocadas individualmente y tapicería especial que garantiza un transporte seguro.

Se pueden usar accesorios opcionales importantes para satisfacer necesidades específicas, tales como la base ajustable en inclinación o la instalación de una cuña de abducción estable o un reposapiés. Más en el capítulo IV.

I. Información general

1.3 Información relevante

El asiento de coche STARLIGHT-NXT para niños discapacitados consta de dos módulos:

1. Un asiento de coche estándar de Römer-Britax (consulte el manual del fabricante para su uso).
2. Módulo de adaptación con accesorios, que ofrece la posibilidad de equipar el asiento del automóvil según las necesidades individuales. Tenga en cuenta las instrucciones de uso de HERNIK GmbH.

1.4 Declaración de conformidad

HERNIK GmbH declara bajo su exclusiva responsabilidad que el asiento para automóvil "IPAI-NXT" cumple con los Requisitos Esenciales (Apéndice 1 de la Directiva 93/42 CEE). El producto está marcado con la marca CE de acuerdo con la directiva mencionada anteriormente.

1.5 Garantía

Solo se puede aceptar una garantía si el producto se utiliza en las condiciones especificadas y para los fines previstos. El fabricante no es responsable de los daños causados por componentes y piezas de repuesto que no hayan sido aprobados por el fabricante.

1.6 Servicio y reparación

El servicio y las reparaciones en el STARLIGHT-NXT solo pueden ser realizados por distribuidores especializados. Si tiene algún problema, póngase en contacto con su distribuidor local. Para reparaciones, solo recibirá repuestos originales.

1.7 Instrucciones prácticas

El asiento del automóvil se entregará totalmente montado.

Al instalar el asiento para el automóvil, es mejor sostenerlo con una mano en el centro de la parte delantera, y con la otra en la parte superior. Para lograr una posición óptima para sentarse, es necesario ajustar el asiento del automóvil individualmente a las circunstancias del niño.



I. Información general

1.8 Utilización del arnés de 3 puntos del vehículo (Grupo I)



Para poder absorber las enormes fuerzas durante un accidente, STARLIGHT-NXT debe asegurarse con el cinturón de tres puntos del vehículo de acuerdo con ECE 44/04 Grupo I, II + III. ¡Una conexión ISOFIX sola no es suficiente!!!!

Fijación del Grupo I:

- Coloque el cinturón pélvico (11) en las guías del cinturón rojo claro (12).
- Agarre unos 80 cm del cinturón diagonal (6) y el cinturón pélvico (11) juntos.
- Guíe el cinturón de seguridad a través de la primera entrada del cinturón de seguridad (26) del respaldo.
- Gire el asiento para niños un poco alejado del asiento para el automóvil y ahora guíe el cinturón de seguridad hacia atrás a través del segundo pasador del cinturón de seguridad (26).
- Inserte el cinturón diagonal (6) y el cinturón pélvico (11) en las guías del cinturón (12) en el lado de la hebilla automática (10). Enganche el pestillo en la hebilla del automóvil (10). ¡HACER CLIC!
- Tire del cinturón diagonal (6) en la parte inferior de la hebilla del cinturón de seguridad para apretar el cinturón pélvico (11).
- Mientras sostiene la correa diagonal (6) en la parte inferior, tire de ella hacia adelante hasta la entrada (26) para tirar de la correa suelta.
- Ahora tire con fuerza sobre la correa diagonal (6) para apretar todo el arnés.



NOTA: ¡Obligatorio a una distancia mínima entre el asiento trasero del automóvil y el respaldo del pasajero de 60 cm!




I. Información general

1.2 Abrochando al niño

- Afloje las correas de los hombros (02)
- Abra la hebilla (15) presionando la pestaña roja
- Coloque a su hijo en el asiento para niños.
- Pase las correas de los hombros (02) sobre los hombros de su hijo.

¡Atención! No tuerza ni cambie las correas de los hombros (02).





- Junte las dos lengüetas de bloqueo (16) y engánchelas de forma audible en el bloqueo del cinturón (15). ¡HACER CLIC!
- Apriete las correas hasta que queden ajustadas contra el cuerpo de su hijo. ¡Atención! Las correas de la cadera (25) deben correr lo más bajo posible sobre la ingle de su hijo.

Apretar las correas

- Tire de la correa del ajustador (17) hasta que el arnés esté nivelado y apretado contra el cuerpo de su hijo.

¡Atención! Tire de la correa de ajuste (17) lo más recta posible y no lateralmente o hacia arriba.

- Tire de las hombreras (14) nuevamente hacia abajo.
- Tire de las correas de los hombros (02) para asegurarse de que las correas de la cintura (25) estén tensas y que el arnés esté parejo.
- Tire del cinturón de ajuste (17) nuevamente hasta que el arnés esté nivelado y apretado contra el cuerpo de su niño.



I. Información general

1.3 Utilización del arnés de 3 puntos del vehículo (Grupo III)

Para poder absorber las enormes fuerzas durante un accidente, STARLIGHT-NXT debe asegurarse con el cinturón de tres puntos del vehículo de acuerdo con ECE 44/04 Grupo I, II + III. ¡Una conexión ISOFIX sola no es suficiente!!!!

Fijación del Grupo III:

- Coloque el asiento para niños en el asiento del vehículo y permita que su hijo se siente en el asiento para niños.
- Saque el cinturón de seguridad y guíelo hacia la hebilla del cinturón (10) frente a su hijo.

Atención: No tuerza el cinturón.

- Enganche el pestillo en la hebilla del automóvil (10). ¡HACER CLIC!
- Coloque la correa diagonal (6) y el cinturón pélvico (11) en el lado de la hebilla del automóvil (10) en la guía de cinturón rojo claro (12).



Atención: la hebilla del cinturón de seguridad del automóvil (10) no debe apoyarse en la guía del cinturón de color rojo claro (12).

- Coloque el cinturón pélvico (11) del otro lado en la guía del cinturón rojo claro (12).

Atención: el cinturón de regazo (11) debe correr lo más bajo posible sobre la ingle de su hijo en ambos lados.

- Inserte la correa diagonal (6) en el soporte del cinturón rojo oscuro (7) del reposacabezas (3) hasta que quede completamente y sin diluir en el soporte del cinturón (7).
- Asegúrese de que la correa diagonal (6) pase por encima de la clavícula de su hijo y no toque el cuello.

NOTA: asegúrese de que la distancia mínima entre el asiento y el techo del vehículo sea de 90 cm.!



II. Instrucciones de seguridad

- Antes de su uso, los componentes deben ser revisados para su perfecto funcionamiento.
 - Las instrucciones de uso siempre se deben llevar en el asiento de seguridad para niños.
 - La seguridad de su hijo solo está garantizada si el asiento está instalado correctamente y si el niño está debidamente fijado.
 - Los cinturones deben colocarse ajustados y sin torcer.
 - El cinturón de seguridad de 3 puntos debe guiarse a través de las guías de cinturón provistas y se supone que debe rodear el asiento firmemente.
- Por favor, compruebe:
- A) Si el cinturón de seguridad está bien colocado en la guía del cinturón
 - B) Si las hebillas del cinturón están bloqueadas correctamente.
 - C) Que los textiles no estén dañados.
- Asegúrese de que no haya objetos sólidos como alfileres, hebillas de cinturón, etc. entre el niño y el cinturón de seguridad. Esto podría provocar lesiones en caso de accidentes.
 - Explíquelo a su hijo lo importante que es estar bien asegurado y que el curso del cinturón no cambia. No debe tirar de las correas ni abrir las hebillas del cinturón.
 - No realice ningún cambio en el asiento del automóvil, de lo contrario, pone en riesgo la seguridad de su hijo.
 - El asiento del automóvil no debe dañarse al mover partes del automóvil o a través de puertas.
 - Nunca deje a su hijo solo en el asiento de seguridad para niños.
 - Informe a sus pasajeros cómo pueden sacar a su hijo del asiento después de un accidente.
 - Después de un accidente, se debe renovar todo el asiento de seguridad para niños.

III. Ajuste de la altura del reposacabezas

- Tire del soporte de bloqueo 1 ligeramente sobre el respaldo del asiento hasta que se suelte del dentado. Muévalo junto con el reposacabezas 2 a la posición deseada. Finalmente, suelte la abrazadera para que pueda engancharse nuevamente - vea la Fig. 1.

ATENCIÓN: si la barra de bloqueo ya se encuentra en el punto más alto y aún necesita más altura del respaldo o del reposacabezas, el kit XL se debe adaptar o se debe seleccionar un asiento de automóvil más grande!

Fig.1




- Ahora hay que ajustar el cojín trasero de dos piezas. Afloje los rasguños entre el cojín trasero 4 y la almohadilla de equilibrio en forma de cuña 3, que está detrás de él - vea la Fig. 2.

- Alinee los cojines del respaldo 4, asegúrese de que los reposacabezas conectados estén asentados correctamente y revierta la parte inferior del cojín alrededor de los cojines en forma de cuña 3.

Asegúrese de que no se formen arrugas y se cree un cruce suave.

Fig. 2



IV. Instalación del Kit XL

- El XL-Kit le permite usar el STARLIGHT-NXT incluso para niños mayores (1.20 m como máximo). Si la silla de auto aún no se ha pedido con el kit XL, se puede adaptar con ella.

El kit XL consiste en:

- 1 Cojín del respaldo largo, incl. reposacabezas
 - 2 Pad cinturones para el hombro, par
 - 3 Placa adaptadora (si se utilizan soportes de tórax)
 - 4 Pad almohadilla en forma de cuña, larga
- Primero retire el cojín del respaldo ya instalado, incl. el cojín en forma de cuña.

Fig. 1 (componentos)



Fig. 2



- Afloje las correas lo máximo posible y retire las correas grises del conector en Y (fig. 2)

Fig. 3



- Presione el botón de liberación (Fig. 3) y tire del conector en Y en la parte posterior del asiento del automóvil hasta el tope, hasta que la correa gris de 25 mm se detenga y esté visible solo unos centímetros.

IV. Instalación del Kit XL

- Pase los extremos de la correa del **1** cinturón a través de las aberturas debajo del reposacabezas (Fig. 4 + 5) y enganche en la parte de conexión en Y. El conector en Y **2** permanece en su lugar como se ve en la Fig. 5.

ATENCIÓN: La correa de 25 mm en la parte delantera del asiento ya no tiene ninguna función. Por favor, no tire más de ella.

Fig. 4



Fig. 5



- Las correas grises que se quitaron anteriormente deben ahora insertarse en los dos ajustadores **CORRECTAMENTE** - vea la Fig. 6. Tenga en cuenta la dirección de las flechas!

La longitud de la correa para el hombro se puede cambiar por medio de los dos ajustadores, que se encuentran al final de las almohadillas. El apriete se logra tirando de los extremos de la correa. Para aflojar, presione el botón gris del ajustador y tire de la correa del hombro.

Fig. 6



El cinturón debe ser fácil de mover sin esfuerzo exagerado. Si este no es el caso, la correa estaba mal roscada.

IV. Instalación del Kit XL

- Si se instalaron soportes de tórax, la placa adaptadora **3** ahora debe estar colocada - vea la Fig. 7. Para hacer esto, el reposacabezas debe extraerse completamente y se deben pegar dos tiras de cinta autoadhesiva (incluidas en la entrega, adheridas a la placa adaptadora) en el área marcada en rojo.

Fig. 7



Ahora, la placa de montaje ya existente para los soportes de tórax **5** (placa cuadrada, aproximadamente 20 x 20 cm) debe retirarse del respaldo del automóvil y sujetarse a la altura de la placa adaptadora que acaba de montar - consulte la Fig. 8.

Fig. 8



Ahora también es recomendable ajustar los soportes de tórax a la altura adecuada para el niño, suponiendo que haya tomado sus medidas anteriormente.

Fig. 9

- Independientemente de si los soportes de tórax están instalados o no, el cojín largo en forma de cuña **4** ahora debe estar unido al borde inferior de la parte posterior - vea la Fig. 9.



- El último paso es instalar el cojín trasero largo **1**, incluida la colocación del reposacabezas. Pase los soportes de tórax a través de las ranuras longitudinales apropiadas y luego envuelva el cojín sobrante alrededor de la almohada en forma de cuña **4**. Asegúrese de que no se arrugue.

Fig. 10

- La altura del reposacabezas se puede ajustar a la altura requerida por medio de la palanca gris **7**.




V. Utilizando los accesorios opcionales

5.1 Adaptador ISOFIX

Instalación:

1. Deje que la instalación del asiento y su ajuste sea técnico.
2. Abra los tornillos de fijación **1** a la izquierda y a la derecha y tire del soporte hacia atrás.
3. Ajuste el respaldo del asiento del automóvil al ángulo requerido, aprovechando el espacio creado en la almohadilla trasera del automóvil. Deslice el adaptador ISOFIX en ambos lados hacia atrás en la dirección del respaldo hasta que escuche el bloqueo de las dos lengüetas ISOFIX **2** en el montaje ISOFIX del vehículo (dos clics).
4. Empuje el asiento para el automóvil hacia el respaldo del vehículo hasta que ambos toquen y estén ligeramente bajo tensión. Esto evita vibraciones durante la conducción.
5. Cierre los dos tornillos de fijación **1** izquierda y derecha. Además, las dos lengüetas ISOFIX deben protegerse contra una apertura no intencionada, por lo que ambos tornillos **3** deben apretarse.
6. Asegúrese de que ambas lengüetas ISOFIX estén enganchadas mediante una prueba de tracción de doble cara.



Nota de eliminación:

1. Abra los dos tornillos **3**.
2. Muévalos hacia adelante en la dirección del asiento del automóvil, liberando la conexión a la red del sistema. Puede ser necesario compensar la presión del acolchado de los asientos para que se pueda resolver la conexión.
3. La silla de auto ahora puede ser removida del vehículo.




V. Utilizando los accesorios opcionales

5.2 Arco de estabilización

Instalación:

1. Permita que le muestren la instalación y el ajuste del asiento durante la entrega.
2. Abra los tornillos de fijación **1** a la izquierda y a la derecha y tire del soporte hacia atrás.
3. Ajuste el respaldo del asiento del automóvil al ángulo requerido, aprovechando el espacio creado en la almohadilla trasera del automóvil. Ahora empuje el arco en ambos lados hacia atrás en la dirección del respaldo, hasta que se hunda en el hueco del asiento del automóvil y la tapicería del asiento y permanezca firme.
4. Empuje el asiento para el automóvil contra el respaldo del vehículo hasta que quede plano.
5. Ahora cierre los dos tornillos de fijación **1** hacia la izquierda y hacia la derecha.
6. Si la compensación del arco debe dirigirse hacia arriba o hacia abajo depende de la construcción de los respectivos asientos de automóviles.



Nota de extracción:

1. Tire del asiento del automóvil, incluida la abrazadera, para sacarla del espacio del asiento del automóvil.

V. Utilizando los accesorios opcionales

5.3 Mesa de seguridad

Instalación:

1. Permita que le muestren la instalación y el ajuste del asiento durante la entrega.
2. Coloque el soporte y la almohadilla de seguridad **1** en el asiento del automóvil después de sentar a su hijo en él y asegurarlo.
3. Asegure el acolchado con las correas de velcro suministradas **2**, que se sujetan a la parte posterior de la silla de auto.
4. Los brazos de su hijo deben descansar sobre la mesa, lo que lleva a una posición de asiento vertical.
5. Asegúrese de evitar el riesgo de juguetes, que pueden estar en la tapicería. No utilice objetos duros, sólidos o incluso afilados.



Fig. 1



5.4 Soportes laterales

1. HERNIK GmbH no puede dañar (perforar, atornillar) el cuerpo del STARLIGHT-NXT. Sin embargo, para nosotros era muy importante ofrecer soportes laterales **1** para niños con músculos débiles del tronco, por lo que decidimos una solución de fijación, que utiliza Velcro para una estabilidad suficiente y también proporciona flexibilidad.

2. Para cambiar la posición de las almohadillas, primero debe soltarse cuidadosamente girando suavemente la conexión de velcro. Posteriormente, la almohadilla se puede disponer libremente.

IMPORTANTE: para un ajuste estable, la almohadilla se debe presionar con alta presión mientras se gira hacia adelante y hacia atrás en la parte posterior del STARLIGHT-NXT. Esto crea un agarre más firme de los elementos de velcro.!



V. Utilizando los accesorios opcionales

5.5 Taco abductor

1. La cuña de abducción **2** ayuda a su hijo a alcanzar una distancia predeterminada entre las rodillas. Para aflojar o apretar el cinturón de 5 puntos, la cuña debe ser retirada. Abra la pinza **1** y retire la cuña hacia arriba.

2. La cuña debe estar contra el tapizado del asiento como se muestra en la imagen. La profundidad de la cuña se puede ajustar. Para este propósito, ambos tornillos hexagonales deben abrirse y desplazarse debajo del asiento.

3. La cuña siempre debe usarse mientras conduce (si se elige como una opción), de lo contrario, su niño podría lesionarse con el montaje.

4. La palanca se puede cambiar en su posición tirando suavemente hacia adelante sin mover la conexión por tornillo. Asegúrese de que esté levantado y no fuera del camino, de lo contrario, las pantorrillas de su hijo podrían entrar en contacto con él.




NOTA:

El taco abductor solo se puede usar en niños de más de 16 kg, ya que los niños menores pueden lesionarse durante un accidente.

5.6 Ajuste del ángulo

1. Si el ángulo del asiento provisto por el asiento del vehículo es insuficiente, el ángulo del asiento del niño se puede aumentar con el ajuste del ángulo del asiento del niño **1**. Para ello, el tornillo izquierdo y derecho debe abrirse y debe seleccionarse otro orificio. Luego apriete los tornillos hacia atrás.


2. Por razones de seguridad, aquí no es posible una liberación rápida.



V. Utilizando los accesorios opcionales

5.7 Reposapiés (base plana y base tipo rollo)

1. Las lengüetas **1** se fijan debajo del asiento del automóvil por medio de tornillos de fijación en el soporte de la base, para que la profundidad se pueda ajustar.
2. El ángulo de los pasamanos se puede variar abriendo la palanca de liberación rápida **2**. Se debe tener cuidado para asegurar que las palancas estén en una posición que no cause daño.
3. Para ajustar la altura del reposapiés, deben abrirse los tornillos **3** de la izquierda y la derecha. Ahora se puede seleccionar la altura deseada. A continuación, apriete los tornillos nuevamente.



5.8 Base giratoria

1. Para simplificar la transferencia diaria al vehículo, recomendamos nuestro adaptador giratorio, que permite que el asiento del automóvil gire 90° hacia afuera. Por razones técnicas, solo UN sentido de rotación es posible. Para un cambio posterior en la otra dirección, el asiento del automóvil debe ser reconstruido en nuestra fábrica. ¡Se recomienda el uso de los adaptadores ISOFIX o la abrazadera!

2. Para girar la silla, el **1** asa debe levantarse y la silla debe moverse al mismo tiempo. El reposapiés opcional se detiene para evitar colisiones con el asiento del pasajero delantero y el montante B.

¡Preste atención al girar las piernas de su hijo!

3. Después de la transferencia, simplemente gire el STARLIGHT-NXT a la posición inicial y preste atención al sonido de "clic", en el que la lengüeta **2** vuelve a encajar en el cierre.



VI. Garantía

Los productos Hernik están diseñados y fabricados de acuerdo con estrictos estándares de calidad. Si, en circunstancias excepcionales, usted tiene motivos para reclamar, Hernik GmbH garantiza de conformidad con los términos y condiciones de entrega:

- 24 meses de garantía en todas las piezas fijas, desde la fecha de entrega.
- 12 meses de garantía en todas las piezas móviles, a partir de la fecha de entrega.

Para piezas que no fueron fabricadas por Hernik GMBH, consulte la política de garantía del fabricante respectivo (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Las reclamaciones en virtud de esta garantía están sujetas a que el dispositivo se instale y use correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

La garantía no es válida donde se realicen modificaciones o reparaciones incorrectas, sin consultar previamente con los fabricantes. La garantía es nula cuando un dispositivo no está instalado correctamente.

Otras reclamaciones, por cualquier razón legal, en particular, se excluyen las reclamaciones por daños directos o indirectos.

VII. Etiquetado

En la parte posterior encontrará el siguiente etiquetado:





VIII. Mantenimiento y cuidado del producto

1. Cada 8 semanas verifique que las conexiones de los tornillos estén apretadas y vuelva a apretar si es necesario.

2. Limpiar periódicamente con un paño seco; si está muy sucio, limpie con un limpiador suave para el hogar.

1. 1. Retire la funda:

- Abra el cierre de velcro en la almohadilla de la entrepierna (23) y retírelo.
- Abra los botones pulsadores (05) a la izquierda y derecha de la cubierta del respaldo (29) y el reposacabezas (03).
- Desenganche el borde de referencia y los lazos de goma y el borde del asiento para niños.
- Retire la tapa del reposacabezas (03).
- Saque el bloqueo de la correa (15) de la tapa.
- Desconecte las bandas de goma de la cubierta del portavasos (04).



IX. Características técnicas

	STARLIGHT-NXT (standard)	STARLIGHT-NXT (XL-Kit)
SEAT WIDTH (pelvis)	30 cm	30 cm
SEAT WIDTH (knee)	35 cm	35 cm
SEAT DEPTH	26 cm	32 cm
BACK HEIGHT	27 - 39 cm	44 - 53 cm
CROWN HEIGHT	51 - 62 cm	67 - 76 cm
HEIGHT LATERALS	17 - 27 cm	25 - 38 cm
DISTANCE LATERALS	14 - 19 cm	
angle	90°	
total height	60 - 85 cm	
total width	50	
total depth	53	
weight	8,5 kg (without accessories)	
capacity	9 - 36 kg	

Equipamiento estándar:

- Arnés de 5 puntos con almohadilla de hebilla acolchada removible (ajustable en altura) y protectores de cinturón
- Respaldo de dos partes para mayor comodidad y reposacabezas acolchado (lavable a 30° C)
- Altura del reposacabezas ajustable
- Protección contra impactos laterales debido a un gran amortiguador
- Sistema de ventilación exclusivo.
- Portavasos en ambos lados.



HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2 c
83064 Raubling • Germany

 +49 8035-9580448 •  +49 8035-9580446
 info@hernik.de •  www.hernik.de