



Ayudas Dinámicas®

**Instrucciones de uso y mantenimiento
ELYSEE - ELYSEE e - ESSENTIAL - ESSENTIAL e**



RESUMEN

1. PRESENTACIÓN GENERAL ----- P 3 a 4

- A) Ayuda y accesibilidad ----- P 3
- B) Instrucciones generales de seguridad ----- P 3

2. USO DE LA SILLA ----- P 4 a 7

- A) Entorno operativo ----- P 5
- B) Entrar y salir de la silla ----- P 5
- C) Transporte de la silla ----- P 5
- D) Conducción de la silla de ruedas por el cuidador ----- P 6
- E) Movimiento de la pendiente ----- P 6
- F) Vida útil ----- P 6

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO -----P 6a 11

- A) Reposacabezas ----- P 6
- B) Cinturones ----- P 6
- C) La barra de empuje ----- P 7
- D) El caparazón ----- P 7
- E) Cojín de asiento visco de clase II ----- P 8
- F) El edredón ----- P 8
- G) Ruedas delanteras y traseras ----- P 8
- H) Reposapiernas ----- P 9
- I) Reposapiés ----- P 9 & 10
- J) Tabletillas ----- P 10
- K) Cuñas de tronco ----- P 11
- L) Peso del usuario ----- P 11
- M) Ubicación de la placa del número de serie ----- P 11

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ----- P 12a 13

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA -----P 13

- A) Mantenimiento ----- P 13
- B) Limpieza ----- P 14
- C) Reciclaje ----- P 14

6. GARANTÍA ----- P a 1145

Por favor, lea atentamente antes de usar

1. PRESENTACIÓN GENERAL

Gracias por comprar su silla.

Nuestros productos están diseñados y fabricados en Francia cumpliendo con las normas de calidad y seguridad. Por razones de seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta silla. Consérvelas para futuras consultas.

Este manual tiene en cuenta los últimos desarrollos del producto. No obstante, INNOV'SA se reserva el derecho a realizar cambios sin estar obligada a adaptar o sustituir los modelos suministrados previamente.

La silla está pensada para personas que tienen dificultades para caminar o están desorientadas. Está pensada para el transporte de una persona. La silla está pensada para su uso en interiores/exteriores bajo ciertas condiciones.

El uso de la silla requiere la presencia y la vigilancia de una tercera persona. Si la silla es utilizada por una persona agitada o desorientada, la supervisión se hace imprescindible.

Su silla sólo debe utilizarse en superficies en las que las cuatro ruedas toquen el suelo y en las que haya suficiente contacto para impulsar las ruedas de forma equilibrada.

Utilice la silla sólo en superficies planas con un suelo estable. Evite utilizarla sobre grava, barro, adoquines redondos, hierba o cualquier otro suelo inestable o irregular.

La silla no debe utilizarse como escalera ni para transportar objetos pesados o calientes.

Si se utiliza sobre alfombras, moquetas o revestimientos de suelo sueltos, el revestimiento del suelo puede resultar dañado.

Utilice únicamente los accesorios INNOV'SA.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la falta de mantenimiento o por un mantenimiento inadecuado, o por no seguir las instrucciones de este manual.

El cumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento es una condición esencial de la garantía.

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.

A) AYUDA Y ACCESIBILIDAD

Para las personas cuya discapacidad les impediría leer este manual, es posible:

- ir a nuestra página web www.innov.sa.com para encontrar estas instrucciones y ajustar el tamaño de la letra.
- póngase en contacto con su distribuidor para que le facilite las instrucciones.

B) INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento de la silla requieren la atención del usuario y del cuidador. Este manual de instrucciones describe los procedimientos y las técnicas esenciales para el uso correcto del producto. Es importante que pruebe estas técnicas hasta que se sienta cómodo con el uso del producto y sus operaciones de mantenimiento más frecuentes. Utilice este manual como una guía

básica, ya que las técnicas aquí presentadas han sido probadas con éxito por muchas personas. INNOV'SA anima a cada usuario y ayudante a probar lo que mejor le funciona para adaptarse a su entorno. Sin embargo, es imprescindible respetar todas las indicaciones de este manual. Las técnicas de este manual son un punto de partida para el usuario y el tercero, siendo la seguridad el punto más importante. Cuando las utiliza una persona agitada o desorientada, la supervisión se hace imperativa.

INNOV'SA no recomienda utilizar la silla como dispositivo de entrenamiento. Este equipo no ha sido diseñado ni probado para este fin. INNOV'SA no se responsabiliza en caso de lesión y la garantía se considerará nula. Durante el uso, excepto durante las operaciones de cruce, las 4 ruedas deben estar en contacto con el suelo.

Estas instrucciones están destinadas al usuario y al distribuidor.



Nunca deje al usuario sin vigilancia

Símbolos en este manual



Advertencia

Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



Importante

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o daños materiales.



No es apto para ser utilizado como asiento en un vehículo de motor.

2. USO DE LA SILLA



El cuidador debe mover siempre la silla, utilizando la barra de empuje, en una posición ligeramente inclinada para que el reposapiés no esté en contacto con el suelo.



Estas sillas no están diseñadas para ser utilizadas como asientos en vehículos de motor.

La forma ergonómica de la silla de concha y sus diversos añadidos permiten un uso completo por parte de las personas con las siguientes discapacidades:

- parálisis
- debilidades/perturbaciones conjuntas
- daños en las articulaciones
- enfermedades como la insuficiencia cardíaca y circulatoria, los trastornos del equilibrio o la caquexia, y los signos clínicos geriátricos

No se recomienda utilizar la silla en los siguientes casos:

- peso superior a 130 kg
- entorno de vida inadecuado

En estas sillas sólo se pueden utilizar los accesorios INNOV'SA.

La silla está pensada para personas a las que no les queda fuerza muscular, por lo que hay que tener especial cuidado al utilizarla.

Es imprescindible elegir el modelo que se adapte mejor a la talla del paciente.

Durante la puesta en marcha, compruebe que el actuador y el freno funcionan correctamente y que el arnés está bloqueado.

Al instalar o sacar al paciente de la concha, el freno debe estar aplicado, el reposapiernas debe estar en posición vertical y el reposapiés ajustado al suelo para evitar que se incline hacia adelante. Una vez colocado el paciente en el armazón, es obligatorio colocar el arnés de sujeción, que debe ajustarse lo más cerca posible del cuerpo para que la persona no pueda deslizarse bajo el arnés. Una vez ajustado el arnés, la silla debe inclinarse hacia atrás para eliminar el fenómeno del deslizamiento.

Después de la instalación, la silla debe estacionarse con el freno activado en una superficie perfectamente horizontal y el freno debe volver a aplicarse después de cada movimiento.

La silla debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un cuidador.

A) ENTORNO OPERATIVO

Su silla sólo debe utilizarse en superficies en las que las cuatro ruedas toquen el suelo y en las que haya suficiente contacto para impulsar las ruedas de forma equilibrada.

Se recomienda entrenar para su uso en superficies irregulares (adoquines, etc.), pendientes, curvas y para pasar obstáculos (bordillos, etc.).

La silla no se utiliza como dispositivo de escalada ni para transportar objetos calientes o pesados.

Si se utiliza sobre alfombras, moquetas o revestimientos de suelo sueltos, el revestimiento del suelo puede resultar dañado.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la falta de mantenimiento o por un mantenimiento inadecuado, o por no seguir las instrucciones de este manual.

El cumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento es una condición esencial de la garantía.

Esta silla está pensada para ser utilizada a temperaturas inferiores a 40°C y en un entorno seco para evitar cualquier riesgo de corrosión. No obstante, si la silla entra en contacto con la humedad, le rogamos que la seque después de utilizarla.

B) DENTRO Y FUERA DE LA SILLA



Si no puede hacer el traslado con seguridad, pida a alguien que le ayude.

1. Coloque la silla de concha lo más cerca posible de la silla, el sofá o la cama que vaya a transferir.
2. Asegúrese de que los frenos de la silla están activados.
3. Afloje la palanca del reposapiés para que el reposapiés toque el suelo.
4. Transferencia hacia/desde la silla.

C) TRANSPORTE DE LA SILLA

La mejor manera de mover la silla es hacerla rodar sobre sus ruedas. Si esto no es posible, agarre el armazón firmemente por la parte delantera y trasera. No agarre la silla por los reposabrazos o los reposapiés. Se necesitan al menos dos personas para transportar la silla.

Al transportar la silla, deben seguirse algunas pautas:

Está absolutamente prohibido transportar al paciente sentado en el caparazón.

Coloque el asiento en posición horizontal accionando la palanca de liberación correspondiente y retire el reposapiés.

Ahora la silla puede ser transportada por al menos dos personas.

Nunca levante la silla por las ruedas y utilice el armazón.

El transporte de la silla por escaleras/escalones debe ser realizado siempre por dos personas. La silla de concha no debe inclinarse durante el transporte.

No debe haber personas ni objetos debajo de la silla durante el transporte. De lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.



D) CONDUCCIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS POR PARTE DEL CUIDADOR



- Riesgo de quemaduras, tenga cuidado al moverse en ambientes calientes o fríos (luz solar, frío extremo, saunas, etc.)
- Con el paso del tiempo y al tocarlas, las superficies pueden adoptar la temperatura del ambiente.
- El asistente debe empujar la silla con la barra de empuje.

E) MOVIMIENTO DE LA PENDIENTE



El cuidador debe controlar su velocidad y subir y bajar las pendientes lo más lentamente posible.

- Tenga en cuenta las capacidades del cuidador: si no tiene la fuerza suficiente para controlar la silla, utilice los frenos.
- Si la silla está equipada con un cinturón de seguridad, utilícelo.
- No intente subir pendientes demasiado difíciles.

F) VIDA

La vida útil prevista de este producto es de cinco años si se utiliza a diario y de acuerdo con las instrucciones de seguridad, los intervalos de mantenimiento y el uso correcto que se describen en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia e intensidad de uso.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A) REPOSACABEZAS

- El reposacabezas es extraíble y ajustable en altura.

B) CINTURONES

- Los cinturones de cintura
- El arnés de 4 puntos

Los cinturones de cintura

La silla está equipada con un cinturón de cintura, cuyas correas son ajustables y extraíbles. El uso de este cinturón permite un mejor posicionamiento en caso de debilidad muscular que provoque un defecto de postura, y proporciona una seguridad adicional contra las caídas.

Colocación del cinturón de cadera en la silla:

- Coloque y asegure el cinturón de cadera de manera que el paciente esté sentado en el respaldo del asiento con la zona lumbar contra el respaldo de la silla.

Ajuste la tensión para evitar que el usuario se caiga por debajo y se lastime.



El cinturón de cadera debe estar abrochado. El ajuste y la vigilancia por parte de un tercero son imperativos.

El arnés de 4 puntos

Este conjunto de cinturones no puede considerarse en ningún caso como un dispositivo de retención y, para ello, el bloqueo y desbloqueo de las hebillas de los cinturones es siempre accesible para el usuario. El uso de este conjunto permite un mejor posicionamiento en caso de debilidad muscular que provoque un defecto de postura y proporciona una seguridad adicional contra las caídas.




El arnés debe estar abrochado. El ajuste y la vigilancia de una tercera persona son imprescindibles. Como el arnés es desmontable, es importante comprobar que está correctamente ajustado cada vez que se utilice.

C) BARRA DE EMPUJE

Situada detrás del respaldo, la barra permite que un tercero empuje el para impulsar y dirigir la silla:

- ELYSEE e, ELYSEE (foto 1).
- ESSENTIAL, ESSENTIAL (foto 2)



D) EL CASCO

Para los modelos ELYSEE y ESSENTIEL

- Casco basculante con puntal de gas

Ajuste de la inclinación

Para reclinar su silla, accione la manivela de la barra de empuje situada en el respaldo del asiento (foto 1 **A** y foto 2 **B**).




Esta operación debe ser realizada exclusivamente por el acompañante.

Para los modelos ESSENTIEL e y ELYSEE e

Ajuste de la inclinación

Para reclinar su ESSENTIEL e o ELYSEE e utilice el mando a distancia (foto 3).



- Los dos primeros botones le permiten beneficiarse de la función de AUTONOMÍA eléctrica (avance/retroceso), permitiéndole gestionar su propia inclinación.

Botón blanco: Frente

Botón VERDE: Trasero

E) COJÍN DE ASIENTO VISCO DE CLASE II

El cojín de su asiento está fabricado con espuma viscoelástica de clase II. Este cojín es un soporte para la prevención de las úlceras por presión.

F) EL DUVET (excepto ESSENTIAL / ESSENTIAL e)

El edredón de su silla es extraíble y puede lavarse a máquina a 30°.

Al lavar, le recomendamos que coloque su edredón en una red para evitar que se deslice para mantener su aspecto original.

Por favor, retire el cojín de clase II de la funda y la espuma del reposapiernas.



Para descubrir los tutoriales de montaje, escanee este QR CODE.

G) RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

Para los modelos ESSENTIEL - ESSENTIEL e

4 ruedas de 125 mm de diámetro (imagen 4)

- Compruebe siempre que no hay residuos en las ruedas antes de utilizarlas
- Compruebe que las ruedas no están desgastadas antes de utilizarlas. Sustitúy; en su caso.



Foto 4

! Al cruzar, la altura de un obstáculo NO DEBE SER mayor que el radio de la rueda. Si el obstáculo supera esta altura la silla debe ser levantada.

Freno (foto 4)

- Accione el freno presionando con el pie (B)
- Para liberar el freno, levante con el pie (B)

! Estos frenos no deben utilizarse para frenar la silla de ruedas. Compruebe que el freno no toca las ruedas al desplazarse.

Para los modelos ELYSEE y ELYSEE e

- Ruedas delanteras con neumáticos de 200 mm.
- Ruedas traseras con neumáticos de 300 mm.

! Compruebe siempre que no hay residuos en las ruedas antes de utilizarlas. Compruebe que las ruedas no están desgastadas antes de utilizarlas. Sustitúyalas en su caso.

Al cruzar un obstáculo, la altura del mismo NO DEBE ser mayor que el radio de la rueda. Si el obstáculo supera esta altura, la silla de ruedas deberá levantarse.

Freno (foto 5)

- Aplique el freno presionando hacia abajo en la aleta con el pie (B)
- Para liberar el freno, presione el pie sobre el ala (C)




Foto 5

! Estos frenos no deben utilizarse para reducir la velocidad de la silla. Compruebe que el freno no toca las ruedas al desplazarse.

H) RESTOS DE PIERNAS

El ángulo del reposapiernas es ajustable.

Para el modelo ELYSEE

Ajuste del reposapiernas

- El reposapiernas puede elevarse independientemente de la inclinación mediante una cremallera de 6 posiciones.
- El ajuste del reposapiernas debe ser realizado por el cuidador.

Para los modelos ELYSEE e - ESSENTIEL - ESSENTIEL e

Ajuste del reposapiernas

El ángulo del reposapiernas puede ajustarse junto con la inclinación del asiento y se hace con el mando a distancia en los modelos electrónicos y con el asa de inclinación en el Essential. Debe hacerlo el cuidador.

I) DESCANSO (fotos 6a)

El reposapiés es retráctil, desmontable y ajustable en altura.

Montaje del reposapiés en el modelo ELYSEE - ELYSEE e




Foto 6a

Ajuste del reposapiés

- Afloje el pomo (D) para liberar el ajuste de altura del reposapiés (fotos 6a)
- Afloje el pomo (E) para retraer el reposapiés bajo el asiento (fotos 6a)

Montaje del reposapiés en los modelos ESSENTIEL - ESSENTIEL e



Foto 6b bis




Foto 6a bis

Ajuste del reposapiés

- Introduzca el reposapiés en la muesca prevista (foto 6a bis)
 - Afloje el pomo (D) para quitar o ajustar la altura del reposapiés (fotos 6a bis)
 - 2 posiciones posibles (foto 6b bis) o (foto 6a bis)
- !
- **Compruebe siempre que no hay nada debajo del reposapiés antes de volver a colocar la silla en posición vertical para evitar que se aplaste.**
 - **Compruebe siempre que la paleta está en contacto plano con el suelo.**
 - **NO se ponga de pie ni se apoye en la paleta a menos que esté en contacto con el suelo.**
 - **Compruebe siempre que el reposapiés está en contacto con el suelo antes de entrar o salir de la silla.**
 - **El reposapiés es un elemento de seguridad y no debe quitarse.**

J) TABLETAS

Para ELYSEE, ELYSEE e

Estante de almacenamiento vertical (foto 7)

- Inserte el estante en el tubo del estante en el marco.
- Apriete el pomo




Foto 7

Para los modelos ESSENTIEL - ESSENTIEL e

Mesa auxiliar (foto 8)

- Inserte el soporte del estante en las aberturas previstas en la columna para este fin.




Foto 8

K) BODAS DE TRONCO (foto 9)

Para ELYSEE, ELYSEE e

- Fije la barra lateral a la barra de empuje.
- Introduzca la(s) cuña(s) de tronco en el tubo previsto.
- Apriete la(s) perilla(s)



Foto 9

Para los modelos ESSENTIEL - ESSENTIEL e

- Coloque la chapa suministrada **A** (lado frontal) en contacto horizontal con la parte inferior de la barra de empuje (B) y verticalmente con ella (C). (foto 9 bis A)
- Corte o perforo la tapa con un cúter en la cruz superior derecha o con la punta de una tijera (foto 9a A)
- Coloque la hoja **A** (reverso) y repita la operación en el lugar que acaba de perforar
- Fije la barra lateral en los 2 agujeros previstos y luego apriete los 2 pomos pequeños (**D**) suministrados (foto 9 bis B)
- Introduzca la(s) cuña(s) del tronco en el tubo previsto y apriete el (los) pomo(s) previsto(s) (foto 9 bis C)




Foto 9a A

Hoja


(c)

(B)

Foto 9 bis B



Foto 9a C



(D)



(E)

Foto 10




L) PESO DEL USUARIO

El peso máximo del usuario indicado por el fabricante es de **130 kg**.

M) UBICACIÓN DE LA PLACA DEL NÚMERO DE SERIE

Una placa de identificación se pega en el respaldo de su silla (foto 10)



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El número de identificación de la silla está indicado en la placa numérica pegada a la mecánica de la silla, en la parte posterior sobre el travesaño.

Peso máximo del usuario	130 kg	
Profundidad del asiento ELYSEE - ELYSEE e Profundidad del asiento ESSENTIEL - ESSENTIEL e	460 mm - 480 mm - 500 mm 470 mm - 480 mm - 490 mm	
Ancho de asiento ELYSEE - ELYSEE e Ancho de asiento ESSENTIEL - ESSENTIEL e	320 mm, 380 mm, 440 mm, 500 mm y 560 mm 380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm	
Ruedas delanteras/traseras en los modelos ELYSEE y ELYSEE e	2 ruedas de goma maciza de 200 mm en la parte delantera 2 ruedas de goma maciza de 300 mm en la parte trasera	
Ruedas delanteras/traseras en los modelos ESSENTIEL - ESSENTIEL e	4 ruedas con freno, diámetro 125 mm	
Frenos	Interruptor manual de pie	
Reposapiernas	Ajustable en ángulo	
Reposapiés	Ajustable y desmontable	
Recubrimientos	Cumple con las normas contra incendios 1021-1 y 1021-2: PVC/PU: Cacao, Frambuesa, Ébano Informe de prueba nº 367160734 y nº 367160735 Poliéster (terciopelo): Negro ED y Choco ED Informe de prueba nº 18.0433.01 y nº 18.02686.01 Tejidos marrón y gris jaspeado Informe de prueba nº 18.03363.01	
Fundas nórdicas	Fibra hueca siliconada	
Chasis	Acero	
Color del marco	Negro (Epoxi)	
Peso de la silla	De 33 a 50 kg según el tamaño	
Longitud total	De 1000 a 1100 mm dependiendo del tamaño	
Longitud inclinada	De 1450 a 1570 mm según el tamaño	
Anchura	De 650 a 770 mm según el tamaño	

Altura total	1250 mm		
Altura del suelo del reposabrazos	650 mm		
Altura del asiento	450 mm		
Inclinación	30°		
Valores de rendimiento según el modelo	Unidad	Mini	Maxi
Longitud total con reposapiés	mm	900	1350
Anchura total	mm	640	760
Longitud de la silla plegada	mm	710	900
Ancho de la silla plegada	mm	640	760
Altura de la silla plegada	mm	1320	1320
Peso total de la silla	kg	28	43
Peso de la parte más pesada	kg	12	22
Ángulo de la superficie del asiento	grado	0	30
Profundidad de asiento efectiva	mm	460	500
Anchura efectiva del asiento	mm	320	560
Altura del asiento en el borde delantero	mm	450	450
Ángulo del respaldo	grado	95	95
Altura del respaldo	mm	870	870
Distancia entre el reposapiés y el asiento	mm	450	450
Ángulo formado por la pierna y el plano del asiento	grado	20	90
Distancia entre los reposabrazos y el asiento	mm	170	170
Distancia entre la parte delantera de los reposabrazos y el respaldo	mm	400	400
Diámetro del pasamanos	mm	20	20
Ubicación horizontal del eje	mm	125	140
Espacio de giro	mm	355	900

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La vida útil esperada de la silla está influenciada por el uso regular, el almacenamiento, el mantenimiento y la limpieza.

A) MANTENIMIENTO REGULAR

Para mantener su silla INNOV'SA en buen estado, debe realizar un mantenimiento regular de la siguiente manera:

- Compruebe y limpie las ruedas. Sustituya las ruedas si es necesario.
- Compruebe la fijación de los tornillos, palancas y pomos de ajuste.
- Compruebe los frenos.
- Compruebe si la silla presenta grietas, daños en las partes estructurales, etc. y límpiela. Sustituya la cubierta si es necesario.

B) LIMPIEZA

Limpie las partes de plástico de su silla con un producto de limpieza diseñado para ello. Lea también la información especial del producto. Utilice únicamente una esponja o un cepillo suave. Las piezas de plástico son, por ejemplo, los frenos, la placa del reposapiés, etc.

Limpieza del cojín: Limpie con un detergente neutro. Posibilidad de desinfección con sprays o aerosoles adecuados.

C) RECICLAJE



La eliminación/reciclaje debe realizarse de acuerdo con la legislación y la normativa vigente en cada país.

Todas las piezas eléctricas deben ser retiradas y recicladas como componentes eléctricos.

Las piezas de plástico deben enviarse para su incineración o reciclaje.

Las piezas de acero y las ruedas deben tratarse como residuos metálicos.

6. GARANTÍA

Condiciones de la garantía

La garantía de la silla cubre cualquier defecto de construcción resultante de un defecto de material o de fabricación durante un período de 2 años, a partir del día de la entrega.

La fecha de compra debe constar en el certificado incluido en esta guía.

En virtud de esta garantía, sólo ofrecemos reparar o cambiar gratuitamente las piezas reconocidas como defectuosas previo acuerdo con INNOV'SA. Le indicamos que esta reparación o cambio sólo puede realizarse con piezas nuevas, subconjuntos nuevos o un cambio estándar de dichas piezas tras la valoración de INNOV'SA.

No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños causados por un montaje y/o una reparación inadecuados o incorrectos, por negligencia y desgaste, así como por las modificaciones de los componentes o las piezas por parte del usuario o de terceros. En tales casos, no seremos responsables como fabricantes.

La garantía no cubre el desgaste normal de los accesorios, las ruedas, los tubos (de goma), etc. No se cubren los daños provocados por el uso de la fuerza o el uso inadecuado. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por usuarios con un peso superior al máximo permitido para cada modelo de silla. La garantía sólo es válida si se siguen estrictamente las instrucciones de mantenimiento.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre: _____

First name: _____

Dirección: _____

Código postal: _____


Ciudad: _____

Fecha de compra: ____

Para validar su garantía, debe indicarse claramente la fecha de compra.

Modelo: _____

Número de serie: _____



Estas sillas son Dispositivos Médicos fabricados en pleno cumplimiento de los requisitos aplicables del Reglamento **(UE) 2017/745**.

Gracias por respetar el medio ambiente. Este producto y su embalaje están sujetos a una clasificación selectiva específica. Por favor, deseche su producto y su embalaje al final de su vida útil en una zona de recogida autorizada para reciclarlos. Este reciclaje de sus residuos ayudará a proteger el medio ambiente.

Con el fin de seguir mejorando la calidad de nuestros servicios, siempre estamos interesados en escuchar sus comentarios sobre la calidad, la funcionalidad o el uso de nuestros productos.