



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Barra inoxidable angulada 135º

AD569/135

<https://www.ayudasdinamicas.com/barra-inoxidable-angulada-135/>



### Descripción

Práctica asidera multiusos, especialmente útil como ayuda para incorporarse. Se recomienda instalarla junto al inodoro WC o en el interior de la bañera como ayuda para incorporarse.



#### POSICION DE LA ASIDERA

Las asideras anguladas son de gran ayuda para sentarse y levantarse del WC. Deberían estar unos 3 cm por delante de la rodilla y 5 cm por encima del codo, como se muestra en la ilustración.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD569/135
LONGITUD DE AMBOS LADOS	45 cm
DISTANCIA PARED A BARRA	7 cm
DIÁMETRO DISCO DE ANCLAJE	8 cm

