

## Mini Standy ayuda al niño a relacionarse activamente con el mundo que le rodea aumentando la autonomía personal







la experiencia de las actividades manuales guiadas por la visión, favorece una mejoría de las capacidades de manipulación y la coordinación ojo-mano



entrenamiento de la musculatura antigravitatoria, o sea el restablecimiento de una parcial organización antigravitatoria de la postura



facilitación de las funciones circulatorias gracias a la posición ortostática que favorece una circulación sanguínea más efectiva



facilitación de la peristalsis gracias a la posición ortostática que favorece la digestión y el tránsito intestinal



aumento de la capacidad respiratoria por el aumento de la ventilación y la reducción de los fenómenos obstructivos



aumento de la densidad ósea er las partes sometidas a carga (espina, pelvis, extremidades inferiores, pies)





## características técnicas



chasis sin salientes para consentir la rotación del tronco y el moviemiento



barras numeradas para restablecer los ajustes posturales elegidos para el terapeuta



ajustes "SIN
HERRAMIENTAS" a través
de pomos, sin la utilización de
llaves



base de madera de abedul, offrece una referencia estable al niño



mesa de madera de abedul, removible y ajustable en altura, inclinación y profundidad



ruedas gemelas Ilenas, pivotantes, diámetro 75 mm, las traseras con frenos. Las ruedas permiten desplazar la ayuda de una habitación a otra, con el usuario


## regulaciones

soporte torácico y pélvico multiregulables, grandes, acolchados y con tapizado transpirante


soportes ergonómicos para las rodillas

soportes de talones

## accesorios



regulación antero-posterior de forma independiente. Si el niño tiene un control suficiente del tronco, el soporte torácico puede quitarse





vista desde arriba


944 reductores de circumferencia para soporte torácico y pélvico. Espesor: 3 cm



865 apoyacabeza regulable en altura, inclinación y profundidad



medidas en cm, pesos en kilos



Los números separados por un guión indican una regulación mínima y una regulación máxima.



La reproducción, aunque sea parcial, está prohibido. El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier cambios sin previo aviso

Revendedor Autorizado



Llobregat 12. 08130 Santa Perpetua Tel.935 74 74 74 / Fax. 935 74 74 75 www.ayudasdinamicas.com consultas@ayudasdinamicas.com



