

DESCUBRE LA GAMA ATTITUDE

Siente la libertad como nunca antes con las handbikes Quickie Attitude para sillas de ruedas

Tanto si lo que quieres es realizar ejercicio como mejorar tu movilidad, hay una handbike Attitude para ti. Selecciona la versión manual si quieres ejercitar tus miembros superiores y buscas la mayor ligereza, la versión híbrida si necesitas asistencia eléctrica en los tramos más complicados o la eléctrica para disfrutar de la máxima potencia en recorridos largos. Las handbikes QUICKIE Attitude para sillas de ruedas abren un mundo de posibilidades.



ATTITUDE Manual







ATTITUDE Híbrida



ATTITUDE Eléctrica




Una vez retirada la handbike sólo dos pequeños anclajes (170 g) permanecen en la parte frontal de tu silla Quickie.

- Oconecta los anclajes de tu silla a la handbike.
- 2 Desliza hacia abajo la abrazadera superior.
- 3 Bloquea la posición accionando la palanca de color rojo.

LISTA EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS!

Porque en tu vida activa no tienes tiempo que perder, las handbikes Attitude cuentan con un ingenioso sistema de anclaje de 4 puntos que permiten acoplar la handbike a la silla en cuestión de segundos ... y desmontarla con la misma rapidez... y tú...a seguir disfrutando de la ligereza y rendimiento de tu silla QUICKIE, con sólo dos anclajes adicionales en la parte frontal!

Los anclajes de las handbikes Attitude se acoplan fácilmente a la parte frontal de la silla, sin la necesidad de piezas adicionales o cableados que te molesten en las rodillas. Di adiós a los sistemas de anclajes pesados que condicionan tu libertad de movimientos y revoluciona el modo en que te mueves con tu silla!!









Comprueba en este vídeo lo fácil que es el montaie!



LIBERTAD SIN COMPLICACIONES

Disfruta de tu independencia en todo momento. Porque gracias a su empuñadura ergonómica y a las ruedas de apoyo podrás mover sin esfuerzo la handbike con una sola mano, ya sea para soltarla o para apartarla hacia un lado.

¿QUÉ COLOR VAS A ELEGIR?

Marca tu estilo propio! Las handbikes Attitude son el complemento ideal para tu silla QUICKIE. Ligeras, con un diseño elegante y disponibles en más de 30 colores!! Selecciona el que mejor se adapta a tu estilo propio y quema la ciudad con tu estilo Attitude!











// BIELAS EN V. Diseño ergonómico de las bielas y las empuñaduras, lo que te permite adoptar una posición más relajada de los brazos al propulsar la handbike. Esto se traduce en una mayor comodidad y también evita interferencias con tu cuerpo, sobre todo en giros.



// CAMBIOS DUAL DRIVE SRAM (3X10)

Sistema de cambios de gran calidad con 30 velocidades para que puedas desenvolverte cómodamente sobre cualquier terreno. Con frenos de disco para un control más preciso del frenado.



// MANDO DE CAMBIOS GRIP SHIFT SRAM X0 (OPCIONAL)

Selecciona esta opción si deseas realizar el cambio de marchas de manera rápida y sencilla, girando la muñeca.



// SOPORTE PARA BOTELLÍN (OPCIONAL)

Un práctico soporte para transportar tu botellín y mantenerte siempre hidratado durante el viaje. Disponible con todos los modelos de handbikes Attitude.









// BATERIA DE LITIO-ION

La batería de litio de 14,5 Ah ofrece un gran rendimiento en cuestas o pendientes y el motor de hasta 23 km/h de velocidad es ideal para los recorridos más largos.



// PANTALLA DE 2,4" NEODRIVES

Una amplia pantalla donde podrás visualizar parámetros como la velocidad (máxima y media), el tiempo de viaje, kilómetros totales recorridos o incluso la capacidad de la batería. Con reloj y entrada micro USB para cargar tu móvil.



// BIELAS EN V. Diseño ergonómico de las bielas y las empuñaduras, lo que te permite adoptar una posición más relajada de los brazos al propulsar la handbike. Esto se traduce en una mayor comodidad y también evita interferencias con tu cuerpo, sobre todo en giros.



// SOPORTE PARA ALFORJAS (OPCIONAL)

Se coloca muy fácilmente para que puedas llevar siempre contigo lo indispensable para tu viaje. Disponible con todos los modelos de handbikes Attitude.









// PANTALLA DE 2,4" ANSMANN

Una amplia pantalla donde podrás visualizar parámetros como la velocidad (máxima y media), el tiempo de viaje, kilómetros totales recorridos o incluso la capacidad de la batería.



// MANILLAR AJUSTABLE

Manillar ergonómico que podrás ajustar en altura para encontrar la posición que te resulte más confortable.



// BATERÍA DE LITIO-ION

Batería de 13,4 Ah para que disfrutes de tu handbike por más tiempo. Con un potente motor y velocidad máxima standard de 23 km/h.



// GUARDABARROS Y LUCES DE

SERIE. Para aumentar tu visibilidad y seguridad la handbike Attitude Eléctrica incorpora una luz delantera que se alimenta de la batería y una luz trasera que podrás acoplar a tu silla. Y además, con guardabarros para protegerte de salpicaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATTITUDE	Manual	Híbrida	Eléctrica
Peso máximo de usuario	100 kg	100 kg	100 kg
Para sillas de ancho* (ajust. + 2 cm):	26 a 46 cm	26 a 46 cm	26 a 46 cm
Peso anclajes de la silla	170 g	170 g	170 g
Peso total	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Ruedas	20"	20"	16"
Velocidad máxima	-	23 km/h	23 km/h (6 km/h opcional)
Motor	_	250 W	250 W
Baterías		14,5 Ah	13,4 Ah (9 Ah opcional)
Mandos de cambio	Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0	Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0 / Universal SRAM	
Velocidades	3x 10	10	West State of the
Anchura bielas en V	470 mm	470 mm	
Longitud bielas en V	170 mm	170 mm	1-1
Anchura del manillar	-		570 mm
Frenos	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)
Guardabarros	Si	Si	Si
Colores	31	31	31

^{*} Ancho de la silla medida de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

















Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

