

# CLIP

# CLIP


#A900LO Cod. 21203 - 1.509.14



 design and quality  
MADE IN ITALY since 1980

# ORMEJA


## medidas



Las medidas separadas de una raya, llevan un reglaje mínimo y máximo

Capacidad máx.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	Peso
<b>CLIP 1 30 kg</b>	40 cm	30 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	25 cm	55 cm	18°	46 cm	--	15-23 cm	73 cm	80 cm	110 cm	30 cm	32 cm	10,8 kg
<b>CLIP 2 35 kg</b>	40 cm	33 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	30 cm	59 cm	18°	48 cm	--	21-31 cm	73 cm	90 cm	110 cm	30 cm	32 cm	11 kg
<b>CLIP 3 40 kg</b>	40 cm	36 cm	51 cm	104 cm	0°-12°	35 cm	64 cm	18°	49 cm	--	27-37 cm	79 cm	96 cm	115 cm	32 cm	35 cm	11,2 kg
<b>CLIP 4 76 kg</b>	45 cm	33 cm	57 cm	112 cm	0°-10°	38 cm	70 cm	18°	59 cm	95 cm	36-48 cm	82 cm	105 cm	115 cm	56 cm	34 cm	12,5 kg

\* Ancho del asiento 45 cm se si se quita los acolchados laterales



PRODUCTO MARCADO  PRODUCTO CERTIFICADO **CERAH FRANCIA** PRODUCTO REGISTRADO **FDA (EE.UU.)**



CLIP 1-2-3 ha aprobado el CRASH TEST en conformidad con las normas ISO 7176-19 y ANSI RESNA WC19

Revendedor Autorizado

  
**AyudasDinámicas®**  
Llobregat 12, 08130 Santa Perpètua  
Tel. 935 74 74 74 / Fax. 935 74 74 75  
www.ayudasdinamicas.com  
consultas@ayudasdinamicas.com

**ORMEJA**  
 COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001

# Funciones



## CLIP 1-2-3

CLIP es ligera (pesa sólo 11 kg) y puede cerrarse con dos sencillas operaciones.

CLIP se empuja con facilidad, ya que sus ruedas se deslizan sobre cojinetes de bolas. Dos frenos de resorte.

CLIP tiene el asiento inclinado para asegurar al niño el máximo confort. Apoyapiés extraíble con bloqueo a presión.



## CLIP4



▶ **812**  
Orientadores de ruedas delanteras



▶ **827**  
Correas sujetapiés



▶ **817**  
Correas inguinales



▶ **828**  
correa abdominal



▶ **894**  
Correa pélvica de 45°



▶ **819**  
Capota



▶ **818**  
Cubierta térmica



▶ **825**  
Funda de lluvia (montar únicamente luego de haber colocado la capota 819)

# Accesorios



▶ **816**  
Cojines de movimiento lateral para el tronco



▶ **835**  
apoyacabeza con protecciones parietales



▶ **853**  
Chaleco



▶ **906**  
Tirante de seguridad de 5 puntos



▶ **903**  
Chaleco de seguridad de 5 puntos

### ATENCIÓN:

- Solo para cinturones de 4 puntos de sujeción homologados norma ISO 10542-2 suministrados con el vehículo.
- El niño debe usar un cinturón pélvico y un cinturón homologados norma ISO 11718-19 a ISO 10542-2.
- Los cinturones posturales como los 828, 823, 894, 803, 906 no están homologados para el uso como sistemas de tracción, pueden utilizarse de manera complementaria.
- El vehículo debe ser usado para el transporte de niños de paseo ortopédico según las leyes vigentes.
- Ver las advertencias y las instrucciones indicadas en el manual de uso y mantenimiento provisto con el Clip.



▶ **831** (solo Medidas 1-2-3) serie de 4 puntos de sujeción (anillos) por el transporte en dirección del sentido de marcha, en vehículos en movimiento (coches privados, autobuses, etc.)