



Competente, fácil de utilizar, segura

La grúa *Invacare Reliant 350* es pequeña y maniobrable. Puede utilizarse para atender diferentes niveles de dependencia, desde aquellos usuarios que precisan una ayuda total hasta aquellos usuarios que precisan simplemente una ayuda en rehabilitación. El elevador *Reliant 350* ha sido específicamente diseñado para facilitar las transferencias del usuario: de la cama a la silla, de la silla al inodoro, etc. Haciendo que la asistencia al paciente sea más segura y confortable para todos.



Fácil de utilizar


La grúa *Invacare Reliant 350* ofrece funcionalidad y fácil utilización. Lleva soportes de piernas ajustables en altura con contornos laterales que aseguran la posición de las piernas. La colocación de la eslinga es rápida y sencilla. Este elevador puede ser utilizado para dos tipos de transferencias: Asistencia para incorporar al paciente y asistencia para sentarse.

Segura y fiable


El elevador *Reliant 350* ha sido diseñado para satisfacer en seguridad y fiabilidad.

- En conformidad con la directiva europea MDD 93/42/EEC.
- Sistema de bajada mecánica de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Indicador de descarga
- Reposapiés antideslizante

Características y Opciones



Eslinga de transferencia



Eslinga de transferencia sentado



Cargador independiente

Cada elevador se suministra con dos baterías y un cargador independiente.


Datos técnicos

						
<i>Invacare Reliant 350</i>	1670 mm	1020 mm	900 mm	940 mm	530 mm	660 mm

						
<i>Invacare Reliant 350</i>	75mm delanteras 125mm traseras	110 mm	100-200 ciclos	4,5 Ah Carga 3-4h	49 kg	Max. 158 kg

Incluye cargador y batería adicional.

Colores del chasis



Beige

