



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

'Arminia' Cómoda y robusta

AD981

<http://www.ayudasdinamicas.com/cama-electronica-solida-y-robusta-arminia/>



Descripción

Gracias a su contorno de madera, esta elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda.

Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.

Calidad y durabilidad. Una cama extraordinariamente robusta y sólida, fabricada en Alemania según los requerimientos del uso intensivo tanto en domicilios como en instituciones. Su alta calidad le asegura una cama duradera y fácil de mantener.

Eficiencia económica / montaje por una sola persona. Excepcional relación calidad precio en una cama que se monta y desmonta por una sola persona, sin herramientas y en pocos minutos.

Prevención de caídas. Altura de las barandillas de aproximadamente 38 cm. Puede colocar colchones y sistemas anti escaras de

hasta 16 cm de altura sin necesidad de costosos suplementos para elevar más las barandillas.



24 voltios en la cama

Residentes protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de 15€ por cama / año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar sólo cada 10 años.



Mando

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.



Posición Confort

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la TV, comer, charlar con una visita...) que se parece a estar sentado y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón.

Descarga el catálogo completo de toda la familia de camas Burmeier aquí.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD981
MEDIDA SOMIER	200cm x 90cm
MEDIDA TOTAL	220cm x 101cm

Accesorios



Protector de barandillas

Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Mesita



Muy práctica y de generosas dimensiones para multitud de tareas. La mesita queda firmemente ajustada simplemente poniéndola sobre las barandillas. Tiene contornos a su alrededor y unos ganchos para colgarla en las barandillas o a los pies de la cama cuando no se usa.



Trapezio



Buffer

Para no dañar las paredes ni los enchufes. Puede montarse posteriormente.