



POSICIONAMIENTO de los BRAZOS



POSICIONAMIENTO de la MESA




POSICIONAMIENTO de los PIES




CIERRE del MOVIMIENTO POSTERIOR



POSICIONAMIENTOS de las RODILLAS y los PIES



medidas en cm



STANDY 3 medio - Peso 28,9 kg - Capacidad Máx. 90 kg

► **ACCESORIO 902** Sujeta pies delanteros con correas

► **ACCESORIO 861** Serie de 4 ruedas con freno



► ACCESORIO 865 Apoyacabeza



SOPORTES PECTORALES
acolchados



MESA con HUECO
de altura y profundidad regulable, desmontable




QUITAR EL MANILLAR PARA LAS PERSONAS QUE NO SEAN AUTOSUFICIENTES
con la llave correspondiente



STANDY 3 cierre del movimiento posterior




STANDY 3 para niños de **8 a 14 años**



STANDY 4 grande - Peso 38 kg - Capacidad Máx 120 kg

STANDY

Resultado de una consolidada experiencia, una constante investigación sobre los materiales y la optimización de las posturas, se caracteriza por una atención completa dedicada al estudio de la forma y de los colores como componentes estructuralmente interactivos con el proyecto de uso.



 *design and quality*
MADE IN ITALY since 1980

by **ORMESIA**®



PRODUCTO MARCADO



PRODUCTO TESTADO

TÜV BERLINO

PRODUCTO REGISTRADO

FDA (EE.UU.)

Distribuidor autorizado


Ayudas Dinámicas

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12
08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)

