


## THERAFLEX™ PUTTY (masilla)



Theraflex Putty™ recupera la fuerza debilitada, a través del ejercicio y se usa para los programas de rehabilitación o tratamiento del stress. No deja olor ni residuos en las manos de los pacientes. Theraflex Putty™ no es tóxico, ni grasiento, es hipoalergénico y no contiene látex. Theraflex Putty™ está disponible en 5 colores/resistencias y viene totalmente preparado.



| COLOR     | RESISTENCIA | THERAFLEX PUTTY |        |        |         |
|-----------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|
|           |             | 85gr            | 110gr  | 170gr  | 450gr   |
| Marfil    | Extra Suave | TP3PCT          | TP4PCT | TP6PCT | TPBLK1T |
| YAmarillo | Suave       | TP3PCY          | TP4PCY | TP6PCY | TPBLK1Y |
| Roja      | Medium      | TP3PCR          | TP4PCR | TP6PCR | TPBLK1R |
| GVerde    | Firme       | P3PCG           | TP4PCG | TP6PCG | TPBLK1G |
| BAzul     | Extra Firme | TP3PCB          | TP4PCB | TP6PCB | TPBLK1B |

## HANDMASTER PLUS™



Handmaster Plus™ fortalece los 9 músculos que cierran y abren la mano. El resultado es fuerza máxima, equilibrio y buena circulación sanguínea en la mano, muñeca y codo.

Suave - Pelota púrpura / Cinta amarilla (rehabilitación temprana)  
 Medium - Pelota Roja / Cinta negra (2ª fase)  
 Firme - Pelota naranja / Cinta gris (fuerza, rehabilitación rápida)



| Referencia | Descripción   | Unidad |
|------------|---|--------|
| 1513       | Handmaster Plus Suave (Pelota púrpura / C.amarilla) | 1      |
| 1514       | Handmaster Plus Medium (Pelota Roja / Cinta negra)  | 1      |
| 1515       | Handmaster Plus Firm (Pelota naranja / Cinta gris)  | 1      |