

<b>DISTRIBUIDOR/AGENTE</b>	Fecha de pedido:
	Fecha de entrega:
	Nombre del usuario:



**STANDY 4**  
grande

**STANDY 3**  
medio

Testado por TÜV Berlin  
Registrado FDA (EE.UU.)  
Marcado CE

**F**  
**U**  
**N**  
**C**  
**I**  
**O**  
**N**  
**E**  
**S**


- CHASIS de altura regulable, pintado con pinturas en polvo de poliéster y de epoxipoliéster no tóxicas.
- MESA de madera revestida de laminado plástico, de altura regulable y desmontable
- SOPORTES de RODILLAS acolchados, de anchura, profundidad y altura regulables.
- DISPOSITIVO de EMPUJE posterior y SOPORTE PECTORAL acolchados.
- SUJECIONES para TALONES de anchura y profundidad regulables.
- PLATAFORMA de chapa de aluminio lagrimada antideslizante.
- RUEDAS que permiten desplazar el dispositivo sin usuario, de una habitación a otra inclinándolo.

⚠ ¡Atención!  
Lea atentamente el manual de uso y mantenimiento.


Para seleccionar la opción deseada marque el cuadrado blanco ☐

**M**  
**E**  
**D**  
**I**  
**D**  
**A**  
**S**

**STANDY 3** medio




**DIMENSIÓN DEL USUARIO**



A) Altura cresta iliaca-suelo  
B) Altura axilas - suelo  
C) Altura del usuario

**IMPORTANTE:**  
Asegure de que sus medidas para A y B, entran en el rango de centímetros del apoyo torácico y pélvico del esquema adjunto.

**STANDY 4** grande



Medidas	Carga máxima	Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
<b>STANDY 3</b> medio	90 kg	28,9 kg	30 cm	20-52 cm	63-93 cm	84-120 cm	76 cm	89 cm	69 cm	74 cm	13-29 cm	10-25 cm
<b>STANDY 4</b> grande	120 kg	38 kg	37 cm	28-58 cm	73-112 cm	94-130 cm	85 cm	102 cm	75 cm	80 cm	21-32 cm	12-26 cm



**A**  
**C**  
**C**  
**E**  
**S**  
**O**  
**R**  
**I**  
**O**  
**S**

**857**  
Empuje lateral para pelvis

**865**  
Cabezal

**861**  
Juego de 4 ruedas con freno

**902**  
Sujeta pies anterior con correas



Notas:.....  
.....  
.....