

Tabla de baño Fresh

La tabla de baño Fresh ha ganado varios premios por su magnífico diseño y excelente funcionalidad. El Fresh permite que el usuario pueda desplazarse hasta el baño de manera segura y también proporciona un asiento seguro y cómodo.

Fresh — el original

La tabla de baño Fresh tiene una forma única, con un ancho extremo como soporte para cuando se transfiere al baño, y una sección media más estrecha que permite un fácil acceso para la higiene íntima. Tiene cuatro revestimientos de fricción, lo que hace que la tabla de baño permanezca sujeta de manera segura en la bañera. Fresh dispone también de un espacio para guardar el jabón o el champú de cómodo alcance.

La tabla de baño Fresh es fácil de montar y ajustar mediante el uso de una moneda de plástico que se incluye. La tabla de baño está disponible en dos longitudes: 69 cm y 74 cm. Las superficies limpias y llanas hacen que su limpieza sea sencillísima.



Fresh puede ir equipada con un asa para brindar un apoyo adicional.

Dimensiones	Descripción	Artículo n°
Longitud: 69 o 74 cm	Fresh, 69 cm	8160 0011
Ancho: 36 – 27 – 30 cm	Fresh, 74 cm	8160 0021
Grosor: 4.0 cm	Fresh, 69 cm con asa	8160 0014
Ajustabilidad, topes de bordes:	Fresh, 69 cm con asa*	8160 0114
69 cm: máx. 63,6 cm	Fresh, 74 cm con asa	8160 0024
y mín. 39 cm		
74 cm: máx. 68,6 cm		
y mín. 43,2 cm		
Material	Polipropileno	
	Topes de bordes: Polipropileno con superficie TPE	
Peso	69 cm: Approx 2,1 kg	
	74 cm: Approx 2,3 kg	
Diseño	A&E Design	

Descripción

Fresh, 69 cm	8160 0011
Fresh, 74 cm	8160 0021
Fresh, 69 cm con asa	8160 0014
Fresh, 69 cm con asa*	8160 0114
Fresh, 74 cm con asa	8160 0024

* embalaje para venta al por menor

Accesorios



Asa de soporte, naranja
Artículo n° 8160 0040

La forma del asa está diseñada para que tenga un agarre fácil.

alkali pH min 6
 max 85°C 3min
 max 185°F 3min
 max 150 kg
 max 330 lbs
 CE

Limpie el producto con un agente limpiador sin disolventes (nivel de pH 6–9), o con una solución de desinfectante al 70%. Puede descontaminarse a un máx. 85 °C si así se requiere.



reddot